

Herbst- / Winteraktion

DIE PREISE FALLEN

Profitieren Sie von unserer Herbst- / Winteraktion und sichern Sie sich satte Rabatte zum Jahresende.

Sonderpreise gültig bis 31.12.2019. Nur solange der Vorrat reicht - der Zwischenverkauf ist vorbehalten.

Präparatekästen

Heathrow Scientific


- Nummernverzeichnis im Deckel.
- Korkeinlage im Boden.



Typ	Anzahl Objektträger	Farbe	VE	Best.-Nr.	Katalogpreis EUR	Aktion EUR
Präparatenkasten	100	blau	1	5161225	7,94	5,95
Präparatenkasten	100	grün	1	5161226	7,94	5,95
Präparatenkasten	100	rot	1	5161227	7,94	5,95
Präparatenkasten	100	weiß	1	5161228	7,94	5,95
Präparatenkasten	100	gelb	1	5161229	7,94	5,95
Präparatenkasten	100	schwarz	1	5424127	7,94	5,95
Präparatenkasten	100	grau	1	5424128	7,94	5,95

smartSpatula® Einweg-Spatel

Heathrow Scientific



Typ	Länge mm	Farbe	Beschreibung	VE	Best.-Nr.	Katalogpreis EUR	Aktion EUR
Standard, Löffel / Schaufel	210	blau	Löffel für 15 ml, Schaufel für 0,5 ml Röhren	300	5431882	40,95	30,70
Standard, Löffel / Schaufel	210	opaque	Löffel für 15 ml, Schaufel für 0,5 ml Röhren	300	5431883	40,95	30,70
Antistatisch, Spatendesign	140	opaque	Spaten für 0,2 ml Röhren	300	5431884	29,00	21,75
Standard, Löffel / Pick	310	grün	Löffel für 50 ml Röhren, Pick zerkleinert Salze	150	5431885	45,40	34,05
Steril, Löffel / Schaufel	210	opaque	Löffel für 15 ml, Schaufel für 0,5 ml Röhren	100	5431886	166,00	124,50
EcoSpatula™, Löffel / Schaufel	140	opaque	Löffel für 15 ml, Schaufel für 0,5 ml Röhren	300	5431887	43,45	32,60

Whirl-Pak® Beutel

Nasco

Steril, mit integriertem Metallbügel und Beschriftungsfeld.
Thio-Bags mit Natrium-Thiosulfat-Tablette.



Beschreibung	Inhalt ml	Größe mm	VE	Best.-Nr.	Katalogpreis EUR	Aktion EUR
Stand-Up	118	75 x 185	500	5570006	93,00	65,00
Stand-Up	532	115 x 230	500	5570007	140,00	98,00
Stand-Up	710	150 x 230	500	5570008	174,00	122,00
Stand-Up	1065	125 x 380	250	5430066	145,00	102,00
Stand-Up	1242	150 x 380	250	5430067	164,00	115,00
Stand-Up	2041	190 x 380	250	5430068	187,00	131,00
Stand-Up, Thio-Bags	100	75 x 185	100	5570009	41,00	29,00
Stand-Up, Thio-Bags	300	115 x 230	100	5570010	77,00	54,00
Stand-Up, Thio-Bags	500	150 x 230	100	5446591	82,00	58,00
Stand-Up, Thio-Bags	1000	75 x 185	100	5446592	107,00	75,00
Stand-Up, Thio-Bags	2000	75 x 185	100	5446593	144,00	101,00

Verbrauchsmaterialien für Aufschluss-Systeme

Thompson & Capper

Katalysator Tabletten:

C:	5 g K ₂ SO ₄ + 0,1 g CuSO ₄ x 5H ₂ O
CX:	5 g K ₂ SO ₄ + 0,5 g CuSO ₄ x 5H ₂ O
CT:	5 g K ₂ SO ₄ + 0,5 g CuSO ₄ x 5H ₂ O + 0,15 g TiO ₂
CK:	3,5 g K ₂ SO ₄ + 0,4 g CuSO ₄ x 5H ₂ O
TCT:	3,5 g K ₂ SO ₄ + 0,105 g CuSO ₄ x 5H ₂ O

Typ	Packung	VE	Best.-Nr.	Katalogpreis EUR	Aktion EUR
Katalysator Tabletten C	Dose à 1000 Tabletten	1000	4010199	169,00	160,00
Katalysator Tabletten CX	Dose à 1000 Tabletten	1000	4010192	179,00	170,00
Katalysator Tabletten CT	Dose à 1000 Tabletten	1000	4010193	173,00	164,00
Katalysator Tabletten CK	Dose à 1000 Tabletten	1000	4010197	159,00	151,00
Katalysator Tabletten TCT	Dose à 1000 Tabletten	1000	4010198	161,00	152,00
KJELTABS Antischaum Tabletten	Dose à 1000 Tabletten	1000	4010195	152,00	144,00

Weitere Kjeldahl Katalysator Tabletten auf Anfrage lieferbar!

Automatische Digital Refraktometer Serie PAL

ATAGO®

Technische Daten

Messgenauigkeit:	± 0,2 %
Temperaturkompensation:	10 bis 100 °C
Abmessungen (B x H x T):	55 x 31 x 109 mm
Gewicht:	100 g

* Kalibrierlösung, 5 ml. Zuckergehalt 10 % (KF RE110010), 20 % (6343474), 30 % (6353059), 40 % (6352085), 50 % (6369480) oder 60 % (6359089) wählbar. **Bitte bei Bestellung angeben.**

Gratis*
Zugabe
im Wert
von 23 €



Typ	Messbereich	VE	Best.-Nr.	Katalogpreis EUR	Aktion EUR
Refraktometer PAL-1	0 bis 53 % Brix	1	5801365	275,00	265,00
Refraktometer PAL-2	45 bis 93 % Brix	1	5801366	326,00	316,00
Refraktometer PAL-3	0 bis 93 % Brix	1	5801367	735,00	725,00

Weitere Modelle mit speziellen Anwenderskalen auf Anfrage.

KLEINFELD

Kleinfeld Labortechnik
GmbH

Everloher Str. 2
30989 Gehrden

Telefon +49 (0) 51 08 / 92 97-0
Fax +49 (0) 51 08 / 92 98-98

info@kleinfeld-labor.com
www.kleinfeld-labor.de

Die Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Abbildungen zum Teil ähnlich.

Alle genannten Preise gelten nur für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Kein Verkauf an Privatpersonen.